

通用型抗体稀释液

产品包装:

产品编号	产品名称	包装规格
K1803-100 mL	通用型抗体稀释液	100 mL
K1803-500 mL	通用型抗体稀释液	500 mL

产品描述:

通用型抗体稀释液是一种即用型的，适用于所有免疫实验（WB, IHC, IF）的一抗或二抗的稀释和配置。稀释液中添加了多种抗原抗体结合反应的增强剂和稳定剂，增强信号的同时能有效减少非特异性结合。

产品特点:

- ✓ 方便快捷：即用型试剂，无需配置。
- ✓ 通用性强：可用于稀释一抗和二抗，适用于 WB, IHC 及 IF 等多种实验。
- ✓ 稳定性好：本产品稀释配置的抗体在 4°C 至少保存三个月，可反复利用十次以上，能有效节约抗体。
- ✓ 成分安全：不含 BSA、磷酸盐、叠氮钠或硫柳汞类防腐剂。
- ✓ 兼容性好：适合于所有类型抗体稀释，包括 HRP, AP 标记的抗体。

保存条件:

建议在 4°C 下储存，可稳定保存 1 年。

注意事项:

1. 建议尽量在 4°C 进行抗体的孵育，以延长稀释后抗体的使用寿命。
2. 本产品仅限于科学研究使用，不得用于临床诊断或治疗。

使用说明:

参考所用的抗体的说明，直接使用本产品按照适当比例稀释抗体，稀释后即可直接用于实验。经本品处理后的抗体可回收于 4°C 保存，多次重复使用，直至不能达到理想结果后丢弃。